

平成 29 年 7 月 6 日

各科診療科
中央診療施設等
看護部
事務部 各位

検査・輸血部 部長
前田 士郎

「β-D-グルカン」の測定機器および測定試薬の変更について（通知）


現在、検査・輸血部にて院内検査として実施しています「β-D-グルカン」の測定について、測定機器の老朽化に伴い、測定機器および測定試薬を変更致します。

つきましては、関係各位への周知方、宜しくお願い致します。

記

- （1） 変更日時：平成 29 年 7 月 21 日（金）受付検体より
- （2） 測定方法：発色合成基質法（変更なし）
- （3） 変更後の測定機器：ES Analyzer
- （4） 変更後の測定試薬：ファンギテック「ES」
- （5） 採血容器：（1→3）-β-D-グルカン測定用専用採血管（赤長）（変更なし）
- （6） 変更前後の測定値の互換性

$$y = 1.11x + 0.21 \quad \gamma = 0.982 \quad (y; \text{変更後}, x; \text{変更前})$$



- （7） 参考基準範囲
< 20 pg/mL（カットオフ値）（変更なし）

なお、検査の依頼方法、測定結果の報告および結果参照の方法に変更はありません。

問い合わせ先：生化学・血清検査室（内線 3337）